



Numero Verde  
**800 168 235**

## SPECIFICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE:	230V AC 50/60Hz
ASSORBIMENTO:	130 VA
FUSIBILI ESTERNI:	N°2 5A
CLASSE:	TIPO BF
FREQUENZA A LAVORO:	457 KHz SINUSOIDALE
POTENZA IN USCITA:	50W max
INTENSITA' MAX RF:	1A
INTENSITA' MAX EP:	1.5 mA a 600ohm
FREQUENZA EP:	2.5Khz

Timbro centro estetico autorizzato



**TECNO CLUB**

Via degli Artigiani n°1 - 80040 - San Sebastiano al Vesuvio (NA)  
www.tecnoclub.eu - info@tecnoclub.eu



# LIPO MAGIC

**RADIOFREQUENZA  
ELETTROPORAZIONE  
LIPOLASER**

**TECNO CLUB**  
BEAUTY & SOLARIUM



# LIPO MAGIC

consente di trattare un'ampia varietà di inestetismi grazie alla combinazione di quattro tecnologie:

- Elettroporazione Viso/Corpo
- Radiofrequenza monopolare capacitiva "DIFFUSO"
- Radiofrequenza capacitiva "FOCALIZZATO"
- Laser infrarosso

## ELETTROPORAZIONE:

è una tecnica di veicolazione transdermica che mediante impulsi elettrici determina l'apertura dei canali acquosi presenti nella pelle. Sfruttando questi canali di passaggio si ha una maggiore veicolazione dei principi attivi dei cosmetici utilizzati. Manipoli viso e corpo.

## RADIOFREQUENZA MONOPOLARE CAPACITIVA:

sviluppa calore endogeno in profondità che accelera la riproduzione dei fibroblasti (stimolando così la produzione di nuovo collagene ed elastina) e favorisce il rifasamento delle fibre di collagene già esistenti, per uno straordinario effetto liftante e rimpolpante. Sette elettrodi intercambiabili di diverse dimensioni per trattare il viso e le diverse zone del corpo.

## RADIOFREQUENZA FOCALIZZATO:

permette di trattare la zona seconda la scelta effettuata dal menù a tendina.



## RADIOFREQUENZA MONOPOLARE CAPACITIVA ASSOCIATA A LASER INFRAROSSO

Manipolo lipolaser corpo e manipolo soft laser viso. Associano gli effetti del calore sviluppato dalla RF a quelli dell'ossigenazione profonda delle alte lunghezze d'onda (950nm) ideali per attivare la lipasi (trattamenti di snellimento localizzato) e per stimolare il collagene e l'elastina (trattamenti di ringiovanimento cutaneo)

## RF RADIOFREQUENZA E IR INFRAROSSI 860 NM

L'infrarosso aumenta la stimolazione dell'elastina e la Radiofrequenza il rifasamento del collagene.



## RF RADIOFREQUENZA E IR INFRAROSSI 950 NM

L'infrarosso aumenta la permeabilità della membrana degli adipociti e stimola il metabolismo mitocondriale.



## EFFICACE PER:

- riduzione della profondità delle rughe
- aumento dell'ossigenazione dei tessuti
- trattamento di cellulite fibrosa
- miglioramento delle smagliature
- trattamenti snellenti
- trattamento delle ipotonie cutanee con conseguente aumento del turgore

